

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE CENTRO

Dirección CARRERA 9 N° 11-74

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 5 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 72,199,642

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Laboratorio clínico 104.PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación de cielo falso estructura aluminio (incluye retiro)
	Laboratorio clínico 104.PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio de procedimientos. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación cielo falso estructura aluminio (incluye retiro)
	Consultorio de procedimientos. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Consultorio de procedimientos. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 103. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 103. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 102. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 102. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros




DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO


	PYP						muros
2. INSTALACIONES FÍSICAS	Hall de consultorios. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Hall de consultorios. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Hall de baños. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Hall de baños. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorios médicos y hall de los mismos. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Acceso escaleras de 3 a 4 piso. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Acceso escaleras de 3 a 4 piso. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Viga canales: 2 y 3 piso. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Instalación manto asfáltico sobre emulsión asfáltica para canales y viga canales
	Cubierta PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación de goteras teja termo acústica
	Rampa acceso edificio antiguo a edificio nuevo. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar para corrección humedades en pared.
	Muros escaleras de acceso al 2 piso. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


	Auditorio 3er piso PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Estuco y vinilo tres manos en muros
	Auditorio 3er piso PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación cielo raso bóvedas en dry wall
	Cubierta edi. Antiguo	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación goteras cubierta teja de barro
	Sala de juntas gerencia. PYP	Anual	14-21	09	2018	Contratista	Revisión y reparación cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
3. SISTEMAS DE REDES	Baños, cajas de inspección de aguas residuales, contadores Agua.	Cuatrimestral	16-23	03	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
				07	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
				11	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	Sala de sistemas Internet, radios de comunicación, señal tv	Diaria de Lunes a Viernes.	25	01-12	2018	Ing Sistemas.	Monitoreo de continuidad en la trasmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

	Sala de sistemas Teléfono	Anual	25	05	2018	Técnico Mantenimiento.	Verificación de líneas telefónicas.
	Transferencia eléctrica, cajas Eléctricas, toma corrientes y tacos del edificio PYP, ambulatorio y administrativo.	Semestral	25	05	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión de acometidas eléctricas a tableros de protección, revisión de bornes de fases neutros y tierras, tomas de voltajes de línea y de fase, pruebas de tacos de protección que estén en buen funcionamiento, pruebas de circuitos en conectividad y voltaje. Polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
	Transformador y breakers generales de tablero.		23-30	11	20018		Mantenimiento de fusibles de protección en arranque principal, limpieza de bornes y fusibles tipo hh en disyuntor principal, pruebas de aislamiento y voltaje en transformador tipo pedestal de 112.5 kva, mantenimiento y ajuste de borneras general en disyuntor, transformador y transferencia. Revisión y mantenimiento de breaker generales en tablero general de protección, mantenimiento preventivo transferencia.
4. AREAS ADYACENTES	Cercos perimetrales	Anual	1	05	2018	Técnico Mantenimiento.	Verificación de paso de energía eléctrica.
	Áreas verdes y	Bimensual	1	02	2018	Técnico	Poda, deshierbé, fumigada de


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

	jardines					Mantenimiento.	hierba y pasto
			1	04	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	06	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	08	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	10	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	12	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	1	06	2018	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	1	12	2018	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MAGDALENA

Dirección CARRERA 9 N° 11-74


Municipio SOGAMOSO


Fecha de Elaboración 5 de Enero de 2018

Vigencia 2018


Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 72,199,642

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Consultorio 104 (1). Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	Demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 104 (1). Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	pañete impermeabilizado 1:3
	Consultorio 104 (1). Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio medicina general Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	Demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio medicina general Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	pañete impermeabilizado 1:3
	Consultorio medicina general Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio de enfermería Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	Instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Consultorio de enfermería Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 103	Anual	24-	08	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

	Magdalena		31					porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Consultorio 103 Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		estuco y vinilo tres manos en muros
	Enfermería No. 2 Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Enfermería No. 2 Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 207, 208,209 y 2010. Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 207, 208,209 y 2010. Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		estuco y vinilo tres manos en muros
2. INSTALACIONES FÍSICAS	Hall de consultorios Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		demolición pañetes (incluye retiro)
	Hall de consultorios Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		pañete impermeabilizado 1:3
	Hall de consultorios Magdalena	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		estuco y vinilo tres manos en muros
	Techos	Anual	24- 31	08	2018	Contratista		Revisión y arreglo goteras cubierta teja de eternit.
3. SISTEMAS DE REDES	Sanitarias (Acueducto, aguas residuales, negra)	Anual	21	06	2018	Contratista, Técnico Mantenimiento.		Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias.
	Internet, radios de comunicación, señal tv	Diario, de Lunes a Viernes	1-30	1-12	2018	Ing Sistemas.		Monitoreo de continuidad en la transmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

	Teléfono	Anual	25	06	2018	Técnico Mantenimiento.	Verificación de líneas telefónicas.
	Eléctrica	Anual	25	06	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
4.	AREAS						
ADYACENTES	Cercos perimetrales	Anual	1	06	2018	Técnico Mantenimiento.	Verificación de paso de energía eléctrica.
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	02	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	04	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	06	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	08	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	10	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Áreas verdes y jardines	Bimensual	5	12	2018	Técnico Mantenimiento.	Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	2	06	2018	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	2	12	2018	Contratista	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

								deterioro, cambio luminarias.
4. AREAS ADYACENTES	Vías de circulación	de Anual	25	05	2018	Técnico Mantenimiento.		Pintura y resanes.
	Cercos perimetrales	Anual	1	05	2018	Técnico Mantenimiento.		Verificación de paso de energía eléctrica.
	Áreas verdes y jardines	Cuatrimestral	1	02	2018	Técnico Mantenimiento.		Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	06	2018	Técnico Mantenimiento.		Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
			1	10	2018	Técnico Mantenimiento.		Poda, deshierbé, fumigada de hierba y pasto
	Tanques de reserva	Semestral	1	06	2018	Contratista		Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		Semestral	1	12	2018	Contratista		Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE- SEDE MONQUIRA

Dirección CARRERA 9 N° 11-74


Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 5 de Enero de 2018

Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 72,199,642

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AA		
1. EDIFICIOS	Sala Era Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	demolición pañetes (incluye retiro)
	Sala Era Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Sala Era Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20*20 o similar
	Consultorio 104 (1) odontología Monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	Demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19- 26	10	2018	Contratista	pañete impermeabilizado 1:3
	Consultorio 104	Anual	19-	10	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

	(2) odontología monquirá		26				
	Consultorio 104 (2) odontología monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Baño de Consultorio 104 (2) odontología Monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Baño de Consultorio 104 (2) odontología Monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	vinilo tipo I DOS MANOS BAJO PLACA
	Consultorio 101 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	Demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 101 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Consultorio 101 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	vinilo tipo i dos manos bajo placa
	Consultorio 102 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	demolición pañetes (incluye retiro)
	Consultorio 102 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Consultorio 102 medicina general monquirá	Anual	19-26	10	2018	Contratista	vinilo tipo ii sobre pañete dos manos bajo placa
2. INSTALACIONES FÍSICAS	Baño del pacientes pasillo	Anual	19-26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

	monquira						
	Baño del pasillo monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Baño del pasillo monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	estuco y vinilo tres manos en muros
	Hall de acceso entrada principal Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20*20 o similar
	Sala de espera Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	suministro e instalación cubierta teja ondulada traslucida 0.83*3.05
	Sala de espera Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Hall interno de consultorios Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	cielo raso en dry wall, incluye vinilo dos manos
	Antejardín Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	pintura fachada en vinilo para exteriores
	Antejardín Monquira	Anual	19-26	10	2018	Contratista	pintura para rejas esmalte 3 manos blanco
3.SISTEMAS DE REDES	Sanitarias (Acueducto, aguas residuales, negra)	Anual	21	04	2018	Contratista, Técnico Mantenimiento.	Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias.
	Internet, radios de comunicación, señal tv	Diario, de Lunes a Viernes			2018	Ing Sistemas.	Monitoreo de continuidad en la transmisión de datos, verificación de los pach panel y pach core estén en correcto funcionamiento.
	Teléfono	Anual	25	05	2018	Técnico Mantenimiento.	Verificación de líneas telefónicas.
	Eléctrica	Anual	25	05	2018	Técnico Mantenimiento.	Revisión polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-CENTRO

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso


Fecha de Elaboración 02 de Enero de 2018

Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.


\$84.431.302

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camioneta Volkswagen Amarok oxn	Sede Centro	1340	Semestral	13-20	4	2018	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere.
				12-19	10	2018	Coordinador recursos físicos	


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Camioneta Chevrolet Luv DMAX	Sede Centro	1338	Trimestral	23-30	3	2018	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS :
				6-13	7	2018	Coordinador recursos físicos	
				12-19	10	2018	Coordinador recursos físicos	


 DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Camioneta Chevrolet Luv DMAX	Sede Centro	1338	Anual	19	10	2018	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Unidad Mercedes Benz Móvil	Sede Centro	1337	Anual	16	2	2018	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Unidad Mercedes Benz Móvil	Sede Centro	1337	Semestral	4-11	4	2018	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION
			Semestral	2-9	11	2018	Coordinador recursos físicos	


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<p>NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere.</p> <p>REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas</p> <p>REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO</p>
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Anual	16	2	2018	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Ambulancia Nissan	Sede Centro	1336	Semestral	11-18	5	2018	Coordinador recursos físicos	<p>SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías</p> <p>SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia.</p> <p>DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de</p>
				23-30	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Semestral	1-8	06	2018	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo,
				23-30	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
Unidad móvil Mazda	Sede Centro	1341	Anual	3	12	2018	Coordinador recursos físicos	Revisión técnico mecánica y de gases
Ambulancia toyota	Sede Centro	1339	Anual	6-13	7	2018	Coordinador recursos físicos	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras,



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
				6-13	7	2018		Revisión técnico mecánica y de gases

Compresor odontología	Centro	803	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-11	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor odontología	Cintas	0019	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Campamento	1146	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Vanegas	1090	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Sucre	0039	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
Compresor odontología	Morca	1118	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Diamante	1066	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Pedregal	1196	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión,


 DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
Compresor odontología	Centro	'0808	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Compresor odontología	Mantenimiento	1372	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Motor para unidad portátil	Higiene oral Colegios	'0799	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa.


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	Verificación de presión. Prueba de voltaje. Amperaje y potencia. Limpieza externa e interna del equipo. Componentes electrónicos. Verificación de válvulas. Purga del equipo Prueba de funcionamiento.
				4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa.
Motor para unidad portátil	Higiene oral Colegios	'0810	Semestral	2-9	11	2018	Contratista	Verificación de presión. Prueba de voltaje. Amperaje y potencia. Limpieza externa e interna del equipo. Componentes electrónicos. Verificación de válvulas. Purga del equipo Prueba de funcionamiento.
				4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa.
Motor para unidad portátil	Higiene oral Centro	'0390	Semestral	2-9	11	2018	Contratista	Verificación de presión. Prueba de voltaje. Amperaje y potencia. Limpieza externa e interna del equipo. Componentes electrónicos. Verificación de válvulas. Purga del equipo Prueba de funcionamiento.
				4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa.
Motor para unidad portátil	Higiene Quebrada Honda	'0391	Semestral	2-9	11	2018	Contratista	Verificación de presión. Prueba de voltaje. Amperaje y potencia. Limpieza externa e interna del equipo. Componentes electrónicos. Verificación de válvulas. Purga del equipo Prueba de funcionamiento.
				4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa.


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								del equipo Prueba de funcionamiento.
Motor para unidad portátil	Almacén	0389	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año verificación externa. Verificación de presión. Prueba de voltaje. Amperaje y potencia. Limpieza externa e interna del equipo. Componentes electrónicos. Verificación de válvulas. Purga del equipo Prueba de funcionamiento.
				2-9	11	2018	Contratista	
Moto - bomba de agua	Auditorio- Red Emergencia	ND	Anual	6-13	7	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
Moto - bomba de agua	Auditorio- Red Emergencia	ND	Anual	6-13	7	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme,


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
Moto - bomba de agua	Hydro flow	ND	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación empalme, mangueras verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	
Moto - bomba de agua	Hydro flow	ND	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación empalme, mangueras verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	


 DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Moto - bomba de agua	Fuente agua	ND	Anual	6-13	7	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura, revisión de rodamientos cheques y empaques.
Motor industrial de ventilación	Auditorio	ND	Anual	6-13	7	2018	Contratista	Verificación de aspas, limpieza de sistema de ventilación, verificación de sistema neumático, prueba funcionamiento, cambio de bandas si requiere, verificación de chumaceras, verificación de balanceo, verificación de correas, limpieza y prueba del equipo.
Guadaña	Mantenimiento	ND	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificación de cuchillas, verificación tanque almacenamiento de combustible, verificación de funcionamiento de motor, verificación de voltaje y amperaje, limpieza de componentes electronicos, prueba de funcionamiento.
				2-9	11	2018	Contratista	


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Lavadora	Cuarto de lavado	'0300	Anual	6-13	7	2018	Contratista	verificación de filtros, verificación de sistema de llenado, verificación sistema de desagüe, verificación funcionamiento tablero de control, verificación y limpieza de filtro bomba, verificación de control de temperatura si aplica, verificación de voltaje amperaje y frecuencia, verificación de golpes y fugas, verificar velocidad de centrifugado, verificar sistema de arranque, verificar que mangueras y accesorios no presenten grietas, rupturas o estén dobladas; limpieza de filtro de peluza y motas, prueba de funcionamiento.
Refrigerador	Centro	'0634	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación de empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				2-9	11	2018	Contratista	
Nevera	Centro	'0492	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
Refrigerador	Farmacia	0846	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				2-9	11	2018	Contratista	
Refrigerador	Vacunación pyp	0493	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								funcionamiento
Refrigerador	Vacunación pyp	0494	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	
Congelador	Vacunación pyp	0496	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	
Refrigerador	Laboratorio	0481	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar


 DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
Nevera	Almacén	0245	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
				2-9	11	2018	Contratista	
destilador de agua	Centro		Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de filtros , limpieza general de equipo y prueba de funcionamiento
				2-9	11	2018	Contratista	
Ascensor	Edificio PYP	ND	Anual	24-31	8	2018	Contratista	Reposición por obsolescencia tecnológica
Compresor odontología	Unidad Móvil Mercedes Benz	0076	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión,


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				2-9	11	2018	Contratista	limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
Compresor odontología	Unidad Móvil Mazda	0056	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión,
				2-9	11	2018	Contratista	limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
Greca	Centro	295	Anual	4-11	5	2018	Contratista	Limpieza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón switch, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Greca	Centro	296	Anual	4-11	5	2018	Contratista	Limpeza general, cambio de empaques de la llave del grifo para salida de leche, empaques de grifo para la salida de agua, empaques de grifo para la salida de café, cambio de resortes, revisión de pera, tapa, asas del recipiente de la leche, cuerpo-recipiente para agua caliente, porta nivel, bombillo piloto, botón swtch, tapa de entrada de agua de la caldera, porta nivel, llave del grifo metálico y soporte de la greca, prueba funcionamiento.
Subestación principal	Centro	ND	semestral	25-31	5	2018	Contratista	Mantenimiento de fusibles de protección en arranque principal, limpieza de bornes y fusibles tipo hh en disyuntor principal, pruebas de aislamiento y voltaje en transformador tipo pedestal de 112.5 kva, mantenimiento y ajuste de borneras general en disyuntor, transformador y transferencia. Revisión y mantenimiento de bróker generales en tablero general de protección, mantenimiento preventivo transferencia.
				23-30	11	2018	Contratista	


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Planta eléctrica	centro	289	Semestral	25-31	5	2018	Contratista	Cambio de aceite una vez por año, cambio de filtros una vez por año, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				23-30	11	2018	Contratista	


 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Filtro de ozono	centro	1250	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Mantenimiento limpieza y cambio de filtros
				2-9	11	2018		
Filtro de ozono	campamento	1150	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Mantenimiento limpieza y cambio de filtros
				2-9	11			
AUTOCLAVE GNATUS	Laboratorio	0649	Cuatrimestral	29 al 31	01	2018	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> •Verificacion de fisica del equipo. •Verificacion de fugas. •Limpieza de camara. •Prueba de voltajes y amperaje. •Verificacion de componentes mecanicos y electronicos. •Verificacion de funcionamiento de valvulas. •Verificacion de alarmas. •Verificacion de funcionamiento de control de temperatura. •Verificacion de temperatura y tiempo. • Prueba de control biologico y termica. •Limpieza y desinfeccion interna y externa. •Prueba de funcionamiento.
				07 al 11	05	2018		
				27 al 31	08	2018		




DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
AUTOCLAVE AUTOMAT	Esterilización	0858	Cuatrimestral	05 al 09	02	2018	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> •Verificación de física del equipo. •Verificación de fugas. •Limpieza de camara. •Prueba de voltajes y amperaje. •Verificación de componentes mecanicos y electronicos. •Verificación de funcionamiento de valvulas. •Verificación de alarmas. •Verificación de funcionamiento de control de temperatura. •Verificación de temperatura y tiempo. • Prueba de control biologico y termica. •Limpieza y desinfeccion interna y externa. •Prueba de funcionamiento.
				15 al 18	05	2018		
				27 al 31	08	2018		
AUTOCLAVE RITTER	Esterilización	0861	Cuatrimestral	29 al 31	01	2018	Ingeniera biomedica	<ul style="list-style-type: none"> •Verificación de física del equipo. •Verificación de fugas. •Limpieza de camara. •Prueba de voltajes y amperaje. •Verificación de componentes mecanicos y electronicos. •Verificación de funcionamiento de valvulas. •Verificación de alarmas. •Verificación de funcionamiento
				07 al 11	05	2018		



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				27 31	08	2018		de control de temperatura. ● Verificación de temperatura y tiempo. ● Prueba de control biológico y térmica. ● Limpieza y desinfección interna y externa. ● Prueba de funcionamiento.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Magdalena

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso


Fecha de Elaboración 02 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$84.431.302

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Compresor odontología	Magdalena	871	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-9	11	2018	Contratista	
Refrigerador	Magdalena	0942	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	



 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
Planta Eléctrica	Magdalena	1732	Semestral	25-31	5	2018	Contratista	Cambio de aceite una vez por año, cambio de filtros una vez por año, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				23-30	11	2018	Contratista	
Filtro de ozono	Magdalena	927	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Mantenimiento limpieza y cambio de filtros
				2-9	11	2018	Contratista	



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE- Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 02 de Enero de 2018

Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario.

\$84.431.302

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
Compresor odontología	Monquirá	1005	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Cambio de aceite al motor 1 vez por año, cambio filtros 1 vez por año, verificación de presión, limpieza del motor, verificación de voltaje y amperaje, revoluciones del compresor, verificación potencia, verificación válvulas alivio, verificación medición manómetro, verificación mangueras empalme, verificación temperatura.
				2-11	11	2018	Contratista	
Congelador	Monquirá	1040	Cuatrimestral	6-13	4	2018	Contratista	Verificar estado físico del equipo (fugas, fisuras y golpes), verificar sistema de refrigeración, verificar sistema de ventilación, verificación de sistema de control de temperatura, verificación de voltaje frecuencia y amperaje, verificación de temperatura, verificación empaques del equipo, limpieza de componentes
				3-11	8	2018	Contratista	
				24-30	11	2018	Contratista	



 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								electrónicos y mecánicos, prueba de funcionamiento
Filtro de ozono	Monquirá	997	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Mantenimiento limpieza y cambio de filtros
				2-9	11	2018	Contratista	
Filtro de ozono	Monquirá	992	Semestral	4-11	5	2018	Contratista	Mantenimiento limpieza y cambio de filtros
				2-9	11	2018	Contratista	
Planta Eléctrica	Monquirá	1050	Semestral	25-31	5	2018	Contratista	Cambio de aceite una vez por año, cambio de filtros una vez por año, verificación de combustible (si se requiere), verificación del sistema de inyección, verificación de batería eléctrica, verificar nivel de refrigerante, verificación física, verificación voltaje de salida, verificación frecuencia de salida, verificación de amperaje, verificación de tubería, verificación de sistemas de admisión y escape, lectura de voltaje de potencia y control, verificar conexiones eléctricas en todos los elementos, revisión correcto funcionamiento de luces piloto, revisión de tubería a tablero correctamente instalada, verificación del encendido automático del equipo, prueba de funcionamiento.
				23-30	11	2018	Contratista	



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 29 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$86.748.556

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
NEBULIZADOR	AC_184_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	0790	SEMESTRAL	25 AL 31	01	2018	INGENIERA BIOMÉDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • CAMBIO DE FILTRO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 09	07	2018		
TENSIOMETRO	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ENFERMERIA	0236	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS. • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO
				13 AL 17	08	2018		




DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cota M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CNO
 Invima RH- 201709-514


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								• PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				23 AL 27	04	2018		• REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_301 _PYP	0561	SEMESTRAL	08 AL 12	10	2018	INGENIER A BIOMIC A	• LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				12 AL 16	03	2018		• VERIFICAR FUGAS
TENSIOMETRO	AC_261_MEDICO _EN_CASA	0237	SEMESTRAL	10 AL 14	09	2018	INGENIER A BIOMIC A	• VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCULA DE PISO	AC_LONCHERA_ EXTRAMURAL_E NFERMERIA	1280	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN
				21 AL 24	08	2018	BIOMIC	


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Gota M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 29244-370437 CNP
Invtm RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							A	<ul style="list-style-type: none"> EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_254_CONSU LTORIO_HIGIE NE_ORAL_303_P YP	0403	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	12	2018		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 2_PYP	0822	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				21 AL 24	08	2018		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_192_HIGIEN E_ORAL_2_USI CENTRO	0801	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION
				08 AL 12	10	2018		





DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 29244-370437 CND
Invtmo RH - 201709-514


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							A	DEINTENSIDAD LUMINICA. •PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. •VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. •LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 2_PYP	0224	SEMESTRAL	16 AL 23	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	•VERIFICAR FUGAS •VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. •LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	2018		•LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018		CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_20 3_PYP	0217	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. •LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	09	2018		•LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018		CONTRATI STA- MEBI


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invtm RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							METROLOGIA	PATRONES
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 2_PYP	0568	SEMESTRAL	09 AL 13	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE EN BATERIAS. • LIMPIEZA DE LENTES Y CRISTALES DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	2018		
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_103 _USI_CENTRO	0701	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	2018		
				12 AL 16	03	2018		
							CONTRATISTA- MEBIMETROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCULA	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 4_PYP	0991	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS
				01 AL 06	11	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_104_USI_CENTRO	0484	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	12	2018		
				12 AL 16	03	2018		CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30_4_PYP	0273	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICAR FUGAS • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION.
				03 AL 07	09	2018		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Gura M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 28244-370437 CNP
Invima RH- 201709-514

Página 6 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				23 AL 27	04	2018		<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
FONENDOSCOPIO	AC_CONSULTORIO_MEDICO_304_PYP	0376	SEMESTRAL	08 AL 12	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				02 AL 04	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
BASCULA PESA BEBE	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0559	SEMESTRAL	06 AL 09	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION: • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PESA BEBE	AC_CONSULTORIO_MEDICO_112	0777	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIERA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.


Edna Brigitte Cuta M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CND
 Invtas RN- 201709-514

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	_USI_CENTRO			10 AL 14	12	2018	BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_103 _USI_CENTRO	0700	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	2018		
				12 AL 16	03	2018		CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA
BASCULA	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_104 _USI_CENTRO	0685	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS
				10 AL 14	12	2018		




DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.--
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_304_PYP	0388	SEMESTRAL	03 AL 07	09	2018	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_238_CONSULTORIO_MEDICO_304_PYP	0807	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO.
				10 AL 14	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_191_HIGIENE_ORAL_1_USUARIO_CENTRO	0795	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE.
				08 AL 12	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	



Edna Brigitte Cota M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CND
 Invtas RH - 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				07 AL 11	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> • VEIRFICACION FISICA DEL EQUIPO. • MEDICION DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
INCUBADORA DE CONTROL BIOLOGICO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0859	SEMESTRAL	06 AL 09	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				23 AL 27	04	2018		<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
FONENDOSCOPIO	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0476	SEMESTRAL	08 AL 12	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				19 AL 23	03	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.
PESA BEBE	AC_238_CONSULTORIO_MEDICO_202_PYP	0468	SEMESTRAL	24 AL 28	09	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS.


 DIRECTOR/GERENTE


 Edna Brigitte Gata M.
 Ingéniero Biomédica
 Tº. 25244-370437 CND
 Invima R.N. 201704-514
 JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				02 AL 04	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1272	SEMESTRAL	06 AL 09	09	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				03 AL 06	07	2018		<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE PRESION. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y
CAVITRON	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_VANEGAS	1003	SEMESTRAL	10 AL 14	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE PRESION. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Invimo R.H. - 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 11 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								EXTERNA DEL EQUIPO. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_20 3_PYP	0801	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO.
				08 AL 12	10	2018		MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
AMALGAMADOR	AC_254_CONS ULTORIO_HIGI ENE_ORAL_303_ PYP	0574	SEMESTRAL	29 AL 31	01	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICAR VOLTAJE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.
				09 AL 13	07	2018		
EQUIPOS DE ORGANOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_20 3_PYP	0475	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_20 8_PYP	0769	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC	•REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS.
				07 AL 11	10	2018		•LIMPIEZA EXTERNA E


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cota M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invlms RH - 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 12 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							A	<ul style="list-style-type: none"> INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
RAYOS X PERIAPICAL	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	0764	CUATRIMESTRAL	01 AL 07	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO.
				23 AL 27	07	2018		
				26 AL 30	11	2018		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	<ul style="list-style-type: none"> CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_254_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	0572	CUATRIMESTRAL	19 AL 23	02	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. • INTENSIDADES DE LÁMPARA. • VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS. • VERIFICAR SUCCIÓN Y DESAGÜES. • VERIFICAR SISTEMA DE REGULACIÓN • LUBRICACION DE PARTES MOVILES. • LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION. • VERIFICAR COMPONENTES ELECTRONICOS Y TABLERO DE
				25 AL 29	06	2018		
				29 AL 31	10	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Gata M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-376437 CND
Instituto RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades	
				DD	MM	AA			
								<ul style="list-style-type: none"> CONTROL. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 	
BASCULA	AC_ENFERMERIA UNIDAD_MOVIL 1	0344	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 	
				06 AL 09	11	2018			
				12 AL 16	03	2018		CONTRATISTA- MEBIMETROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
AUTOCLAVE	AC_ESTERILIZACION_USICENTRO	0861	CUATRIMESTRAL	29 AL 31	01	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA DE CAMARA. • PRUEBA DE VOLTAJES Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. 	
				02 AL 06	04	2018			
				27 AL 31	08	2018			

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


 Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CNP
 Invitas RH- 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA. • VERIFICACION DE TEMPERATURA Y TIEMPO. • PRUEBA DE CONTROL BIOLOGICO Y TERMICA. • LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA Y EXTERNA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCULA DE PISO	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	1279	SEMESTRAL	05 AL 08	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	12	2018		
				12 AL 16	03	2018		CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA
PIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CE	0642	SEMESTRAL	12 AL 15	06	2018	INGENIERA	• VERIFICACION DE FISURAS O POSIBLES DAÑOS FISICOS.
				10 AL 14	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tf. 25244-370437 CND
Invtms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	NTRO						BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR ESTADO DE EMBOLO, PISTON Y DEMAS ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_20 8_PYP	1276	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		
							CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PESA BEBE	AC_ENFERMERI A_UNIDAD_MO VIL_2	0052	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS.
				06 AL 09	11	2018		




DIRECTOR/GERENTE




Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 23244-370437 CND
Invlms RH- 201709-514


JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				02 AL 04	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 2_PYP	1283	SEMESTRAL	06 AL 09	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				07 AL 11	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_30 2_PYP	0569	SEMESTRAL	06 AL 09	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Gusa M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-370437 CND
Invtmo RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								• PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
ELECTROCARDIOGRAFO	AC_184_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	0722	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION EXTERNA DEL EQUIPO.
				06 AL 10	08	2018		• VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO.
				03 AL 07	12	2018		• VERIFICACION ELECTRONICA DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ELECTRODOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	1273	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.
				06 AL 09	11	2018		• VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Invtma RH- 261769-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								• PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_238_CONSU LTORIO_MEDICO_202_PYP	0802	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	12	2018		
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	0055	SEMESTRAL	26 AL 28	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. • INTENSIDADES DE LÁMPARA. • VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS. • VERIFICAR SUCCIÓN Y DESAGÜES. • VERIFICAR SISTEMA DE REGULACIÓN • LUBRICACION DE PARTES MOVILES. • LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION. • VERIFICAR COMPONENTES ELECTRONICOS Y TABLERO DE CONTROL. • VERIFICACION DE FUGAS.
				24 AL 28	09	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-370437 CND
Instito RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_104 _USI_CENTRO	0483	SEMESTRAL	26 AL	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				28				
				21 AL 24	08	2018		• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_103 _USI_CENTRO	0229	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				25 AL 29	06			2018
				10 AL 14	12	2018		• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_101	0225	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				26 AL 28	02			2018


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cufa M.
Ingeniera Biomédica
Tf. 25244-376437 CND
Fotimo RH-201709-514


Página 20 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	_USI_CENTRO			21 AL 24	08	2018	BIOMEDIC A	VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PIEZA DE ALTA	AC_AC_254_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	0573	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIERA BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				19 AL 23	11	2018		
TENSIOMETRO	AC_CONSULTORIO_MEDICO_104_USI_CENTRO	0236	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIERA BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS. • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	2018		
				12 AL 16	03	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Invtma RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							METROLOGIA	PATRONES
PIEZA DE ALTA	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	0731	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				24 AL 28	09	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_238_CONSULTORIO_MEDICO_202_PYP	0419	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01 AL 05	10	2018		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_261_MEDICO_EN_CASA	0416	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
MICROMOTOR	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNID	0733	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIERA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO.


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Gufa M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 28244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 22 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	AD_MOVIL_1_N UEVA			24 AL 28	09	2018	BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MICROCENTRIFUG A	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0648	SEMESTRAL	05 AL 08	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE RPM. • REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • REVISIÓN ESCOBILLAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				12 AL 14	12	2018		CONTRATISTA-MEBI METROLOGIA
				16 AL 20	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS.
PIEZA DE ALTA	AC_254_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	0377	SEMESTRAL	29 AL 31	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	




DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
 Ingeniera Biomédica
 Tl. 25244-370437 CNP
 Invtm RH- 201709-514


JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
ANALISADOR DE QUIMICA SANGUINEA	AC LABORATORIO_USI_CENTRO	0654 - 0041	SEMESTRAL	12 AL 15	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR. EQUIPO INTERVENIDO POR CASA MATRIZ.
				10 AL 14	12	2018		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MICROMOTOR	AC_194_HIGIENE_ORAL_4_USI_CENTRO	0806	CUATRIMESTRAL	02 AL 06	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				13 AL 17	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
BASCULA DE PISO	AC_249_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1282	SEMESTRAL	02 AL 04	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				06 AL 09	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtma RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecna			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
ANALIZADOR DE ORINA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	1342	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR. EQUIPO INTERVENIDO POR CASA MATRIZ.
				22 AL 26	10	2018		
MICROMOTOR	AC_194_HIGIENE_ORAL_4_USI_CENTRO	0577	CUATRIMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				26 AL 30	08	2018		
CENTRIFUGA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0647	SEMESTRAL	19 AL 23	02	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE RPM. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • REVISIÓN ESCOBILLAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL
				01 AL 03	08	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-370437 CND
Invtm RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 25 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								OPERADOR.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				23 AL 27	04	2018		• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA.
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_194_HIGIENE_ORAL_4_USI_CENTRO	0903	SEMESTRAL	08 AL 12	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				26 AL 28	02	2018		VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ENFERMERIA	0776	SEMESTRAL	21 AL 24	08	2018	INGENIERA BIOMEDICA	
				26 AL 28	02	2018		VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_104_USI_CENTRO	0688	SEMESTRAL	21 AL 24	08	2018	INGENIERA BIOMEDICA	





DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-376437 CND
 Invlms RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
MICROMOTOR	AC_192_HIGIE NE_ORAL_2_US I_CENTRO	0802	CUATRIMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
AUTOCLAVE	AC_203_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	0858	SEMESTRAL	22 AL 26	01	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA DE CAMARA. • PRUEBA DE VOLTAJES Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA. • VERIFICACION DE TEMPERATURA Y TIEMPO. • PRUEBA DE CONTROL BIOLOGICO Y TERMICA. • LIMPIEZA Y DESINFECCION
				23 AL 27	07	2018		


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Gata M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 27 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								INTERNA Y EXTERNA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				16 AL 20	04	2018		• VERIFICACION DE ESTADO FISICO.
				06 AL 10	08	2018		• VERIFICACION DE TURBINA.
MICROMOTOR	AC_254_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	1303	CUATRIMESTRAL	03 AL 07	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				05 AL 09	03	2018		VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERIAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	0696	SEMESTRAL	10 AL 14	09	2018	INGENIERA BIOMEDICA	
				23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
DOPPLER FETAL	AC_239_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0477	SEMESTRAL	27 AL 31	08	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • PRUEBA ACUSTICA DEL TRANSDUCTOR.




DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CNP
Invtm RH - 201764-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	AC_HIGIENE_O RAL_4_USI_CEN TRO	0796	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
MICROMOTOR	AC_203_4_AC_L ONCHERA EXTRAMURAL_ ONDONTOLOGI A	1091	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_178_CONSUL TORIO_MEDICO _101_USI_CENT RO	0091	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				01 AL 05	10	2018		
EQUIPO DE	AC_CONSULTOR	0558	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER	VERIFICACIÓN TENSION DE


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invlms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 29 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
ORGANOS	IO_MEDICO_301_PYP			03 AL 07	09	2018	A BIOMEDIC A	ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_193_HIGIENE_ORAL_3_USI_CENTRO	0902	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTOR IO_CYD_210_PY P	0418	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0637	SEMESTRAL	05 AL 09	03	2018	INGENIER A	• DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR. EQUIPO INTERVENIDO POR CASA
				10 AL 14	09	2018	BIOMEDIC	




DIRECTOR/GERENTE




Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Instituto RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							A	MATRIZ.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				18 AL 22	06	2018		
MACROPIPETEADOR	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0643	SEMESTRAL	17 AL 21	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE FISURAS O POSIBLES DAÑOS FISICOS. • VERIFICAR ESTADO DE EMBOLO, PISTON Y DEMAS ELEMENTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				12 AL 15	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR. EQUIPO INTERVENIDO POR CASA MATRIZ.
BAÑO SEROLOGICO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0638	SEMESTRAL	10 AL 14	12	2018		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				25 AL 29	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• DE ACUERDO A PROTOCOLO DE PROVEEDOR. EQUIPO EN TIEMPO DE GARANTIA.
HORNO DE SECADO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0661	SEMESTRAL	10 AL 14	12	2018		
				18 AL 22	06	2018		
MICROSCOPIO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0678	SEMESTRAL	17 AL 21	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ENFOQUE EN LENTES. • REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Gusa M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CNO
Invierno RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 31 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • LIMPIEZA DE LENTES. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
MICROSCOPIO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0652	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ENFOQUE EN LENTES. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • LIMPIEZA DE LENTES. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				17 AL 21	12	2018		<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE RPM. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • REVISIÓN ESCOBILLAS.
CENTRIFUGA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0660	SEMESTRAL	05 AL 08	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE RPM. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES.
				03 AL 07	12	2018		<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN ESCOBILLAS.


 DIRECTOR/GERENTE



 Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomédica
 T.p. 25244-376437 CND
 Invitas RH - 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0658	SEMESTRAL	12 AL 15	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0639	SEMESTRAL	10 AL 14	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				25 AL 29	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE TEMPERATURA. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
INCUBADORA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0677	SEMESTRAL	10 AL 14	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	
				17 AL 21	12	2018	INGENIERA BIOMEDICA	


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invlms RH- 201709-514

Página 33 de 64


Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PESA BEBE	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0478	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0641	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				17 AL 21	12	2018		
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0640	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				17 AL 21	12	2018		
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0657	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				17 AL 21	12	2018		
MICROPIPETA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0659	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR DE ELEMNTOS MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				17 AL 21	12	2018		
MICROPIPETA	AC_177_LABORA	0656	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIER	• VERIFICAR DE ELEMNTOS



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtas RH- 201704-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 34 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	TORIO_USI_CENTRO			17 AL 21	12	2018	A BIOMEDIC A	MECANICOS. • VERIFICAR FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION.
				18 AL 22	06	2018		• VERIFICACION DE ENFOQUE EN LENTES. • REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.
MICROSCOPIO	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0651	SEMESTRAL	17 AL 21	12	2018	INGENIERA A BIOMEDIC A	• PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • LIMPIEZA DE LENTES. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				18 AL 22	06	2018		• VERIFICACION DE RPM.
CENTRIFUGA	AC_177_LABORATORIO_USI_CENTRO	0646	SEMESTRAL	17 AL 21	12	2018	INGENIERA A BIOMEDIC A	• REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • REVISIÓN ESCOBILLAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cata M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invlm RN - 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Página 35 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								OPERADOR.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				09 AL 13	04	2018		• VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
FONENDOSCOPIO	AC_253_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0570	SEMESTRAL	08 AL 12	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				23 AL 27	04	2018		• VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
FONENDOSCOPIO	AC_248_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0518	SEMESTRAL	01 AL 05	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				23 AL 27	04	2018		• VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
FONENDOSCOPIO	AC_252_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0562	SEMESTRAL	01 AL 05	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Instituto RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BASCULA DE PISO	AC_238_CONSU LTORIO_MEDIC O_202_PYP	0520	SEMESTRAL	12 AL 16	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	2018		
				12 AL 16	03	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_CONSULTOR IO_CYD_210_PY P	0356	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	2018		
PIANO CUENTA CELULAS	AC_154_CONSUL TORIO_ODONT OLOGIA_106_M AGDALENA	0644	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	LIMPIAR CON JABONES NO SULFATANTES, OXIDANTES NI CORROSIVOS.
				10 AL 14	12	2018		
PIANO CUENTA CELULAS	AC_177_LABORA TORIO_USI_CE NTRO	0645	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	LIMPIAR CON JABONES SUAVES, NO SULFATANTES, OXIDANTES NI CORROSIVOS.
				21 AL 24	08	2018		
AGITADOR DE	AC_177_LABORA	0636	SEMESTRAL	03 AL	07	2018	INGENIER	• REVICION DE COMPONENTES


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Costa M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invtms RH- 201769-514

Página 37 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MAZZINI	TORIO_USI_CENTRO			06			A BIOMEDIC A	ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				10 AL 14	12	2018		
DOPPLER FETAL	AC_249_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0533	SEMESTRAL	22 AL 26	01	2018	INGENIERA A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • PRUEBA ACUSTICA DEL TRANSDUCTOR. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				03 AL 06	07	2018		
PIEZA DE ALTA	AC_254_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_303_PYP	0573	SEMESTRAL	26 AL 30	04	2018	INGENIERA A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				27 AL 31	08	2018		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_253_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0097	SEMESTRAL	26 AL 30	04	2018	INGENIERA A BIOMEDIC	• REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E
				27 AL 31	08	2018		

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tº. 25244-370437 CND
Instito RH - 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							A	<ul style="list-style-type: none"> INTERNA DEL EQUIPO. •PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. •VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
MICROMOTOR	AC_254_CONSU LTORIO_HIGIE NE_ORAL_303_P YP	0577	SEMESTRAL	02 AL 06	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> •VERIFICACION DE ESTADO FISICO. •VERIFICACION DE TURBINA. •LUBRICACIONDE PARTES MECANICAS. •VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
AGITADOR	AC_177_LABORA TORIO_USI_CE NTRO	0679	SEMESTRAL	18 AL 22	06	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> •REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. •LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. •VERIFICACION DE ALARMAS. •VERIFICAR SISTEMAS DE CONTROL. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR.
				03 AL 07	12	2018		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_177_LABORA TORIO_USI_CE NTRO	0655	SEMESTRAL	02 AL 06	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> •REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. •LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. •PRUEBA DE IMPEDANCIA Y
				06 AL 10	08	2018		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 28244-376437 CND
Inviata RH- 201709-514

Página 39 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
EQUIPO DE ORGANOS	AC_249_CONSU LTORIO_MEDIC O_209_PYP	0535	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_249_CONSU LTORIO_MEDIC O_209_PYP	0803	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	12	2018		
TENSIOMETRO PEDIÁTRICO	AC_249_CONSU LTORIO_MEDIC O_209_PYP	0206	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	2018		
				12 AL 16	03	2018		
							CONTRATI STA- MEBI METROLOG	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Instituto RH- 201769-514

Página 40 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							IA	
DOPPLER FETAL	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201 _PYP	0462	SEMESTRAL	19 AL 23	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • PRUEBA ACUSTICA DEL TRANSDUCTOR. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				27 AL 31	08	2018		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201 _PYP	0800	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	12	2018		
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201 _PYP	0293	SEMESTRAL	26 AL 28	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	09	2018		
				12 AL 16	03	2018		
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201	0463	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.
				06 AL	11	2018	INGENIER A	


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Gata M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CNP
Instituto RH - 201709-514

Página 41 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	_PYP			09			BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
BASCUA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201 _PYP	0525	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		
							CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
TENSIOMETRO	AC_238_CONSU LTORIO_MEDIC O_202_PYP	0216	SEMESTRAL	26 AL 28	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE
				17 AL 21	09	2018		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tº: 25244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514

Página 42 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
EQUIPO DE ORGANOS	AC_238_CONSU LTORIO_MEDIC O_202_PYP	0502	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				21 AL 24	08	2018		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_201 _PYP	0461	SEMESTRAL	01 AL 02	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				24 AL 28	09	2018		
PESA BEBE	AC_249_CONSU LTORIO_MEDIC O_209_PYP	0534	SEMESTRAL	15 AL 18	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES
				19 AL 23	11	2018		



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Guro M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-370437 CND
Invtm RH- 201704-514

Página 43 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				12 AL 16	03	2018		• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
TENSIOMETRO	AC_249_CONSU LTORIO_MEDIC O_209_PYP	0221	SEMESTRAL	17 AL 21	09	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				26 AL 28	02	2018		• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MONITOR FETAL	AC_184_CONSUL TORIO_PROCED IMIENTOS_106_ USI_CE	0727	SEMESTRAL	21 AL 24	08	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Cusa M.
Ingeniera Biomédica
Tf: 25244-370437 CND
Invtma RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
TENSIOMETRO	AC_248_CONSU LTORIO_MEDIC O_208_PYP	0218	SEMESTRAL	05 AL 09 1	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				17 AL 21	09	2018		
				12 AL 16	03	2018		
TENSIOMETRO	AC_184_CONSUL TORIO_PROCED IMIENTOS_106_ USI_CE	0233	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				17 AL 21	09	2018		
TENSIOMETRO	AC_184_CONSUL TORIO_PROCED	0233	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				12 AL 16	03	2018	INGENIER A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.
DESFIBRILADOR	AC_184_CONSUL TORIO_PROCED	0074	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIER A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 23244-370437 CNP
Instituto RN- 201709-514


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	IMIENTOS_106_USI_CE			21 AL 24	08	2018	BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONEDOSCOPIO	AC_184_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0359	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				16 AL 19	10	2018		
NEBILIZADOR PEDIATRICO	AC_184_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_	0792	SEMESTRAL	05 AL 09	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • CAMBIO DE FILTRO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	09	2018		
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_184_CONSULTORIO_PROCEDI MIENTOS_106_USI_CE	0203	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO
				16 AL 19	10	2018		


 DIRECTOR/GERENTE



 Edna Brigitte Cuta M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CND
 Invtas RH - 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								• PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AC_CONSULTORIO_CYD_210_PY P	0202	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				12 AL 16	03	2018		CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				12 AL 16	03	2018		• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTORIO_CYD_210_PY P	1290	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				24 AL 28	09	2018		CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				12 AL 16	03	2018		CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtmo RH- 201709-514


Página 47 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							IA	
PESA BEBE	AC_240_CONSULTORIO_VACUACION_204_PYP	0517	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				19 AL 23	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		
PESA BEBE	AC_CONSULTORIO_CYD_210_PYP	0501	SEMESTRAL	21 AL 25 1	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				26 AL 30	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tº: 25244-376437 CNB
Invlms RH- 201769-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_CYD_210_PY P	0220	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				17 AL 21	09	2018		
				12 AL 16	03	2018		
PULSOXIMETRO	AC_184_CONSUL TORIO_PROCED IMIENTOS_106_ USI_CE	0723	SEMESTRAL	05 AL 09	02	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				30 AL 31	07	2018		
				12 AL 16	03	2018		
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AC_260_AMBUL ANCIA_NISSAN	0400	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA
				08 AL 12	10	2018		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 23244-370437 CND
Instituto RH- 201704-514


Página 49 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	AC_260_AMBU LANCIA_NISSA N	0354	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUGAS. • PRUEBA DE SATURACION. • PRUEBA DE VISUALIZACION DE ONDAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y DE AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	AMBULANCIA	0085	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUGAS. • PRUEBA DE SATURACION. • PRUEBA DE VISUALIZACION DE ONDAS. • VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y DE AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				06 AL 09	11	2018		• VERIFICACION DE ALARMAS. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y DE AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				12 AL 16	03	2018		CONTRATI STA- MEBI METROLOG


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Instituto RH- 201704-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
							IA	
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_131_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	0584	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
PIEZA DE ALTA	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	0060	SEMESTRAL	23 AL 27	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01 AL 03	08	2018		
AMALGAMADOR	AC_131_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL 1	0057	SEMESTRAL	29 AL 31	01	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR VOLTAGE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN
				03 AL 06	07	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 51 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_131_ODONT OLOGIA_UNIDA D_MOVIL 1	0081	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
MICROMOTOR	AC_131_ODONT OLOGIA_UNIDA D_MOVIL 1	0059	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				03 AL 07	12	2018		
PIEZA DE ALTA	AC_136_1_ODO NTOLOGIA_UNI DAD_MOVIL_1_ NUEVA	0378	SEMESTRAL	18 AL 23	06	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	12	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniero Biomédica
Tp: 25244-376437 CND
Invtma RN- 201769-514

Página 52 de 64


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PIEZA DE ALTA	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	0730	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				22 AL 26	10	2018		
CAVITRON	AC_136_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	1299	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE PRESION. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				08 AL 12	10	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_132_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_1	0383	SEMESTRAL	26 AL 28	02	2018	INGENIERA BIOMEDICA A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				21 AL 24	08	2018		
LAMPARA CUELLO	AC_AC_135_ENF	0094	SEMESTRAL	05 AL	03	2018	INGENIERA	• REVICION DE COMPONENTES


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 28244-370437 CND
Favima R.H. 201704-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
DE CISNE	ERMERIA_UNID AD_MOVIL_2			09			A BIOMEDIC A	ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				10 AL 14	09	2018		
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	0691	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES. • VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				08 AL 12	10	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_AC_135_ENF ERMERIA_UNID AD_MOVIL_2	0078	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
PIEZA DE ALTA	AC_131_ODONT OLOGIA_UNIDA D_MOVIL 1	0061	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA.
				19 AL 23	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Cota M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invtma RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MICROMOTOR	AC_131_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1	0058	CUATRIMESTRAL	26 AL 28	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				23 AL 27	07	2018		
				26 AL 29	11	2018		
MICROMOTOR	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	0733	CUATRIMESTRAL	26 AL 28	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				23 AL 27	07	2018		
				26 AL 29	11	2018		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_1_NUEVA	0728	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS.
				08 AL 12	10	2018		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtas RH- 261709-514


Página 55 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE ALTA	AC_136_1_ODONTOLOGIA_UNID AD_MOVIL_1_N UEVA	0729	SEMESTRAL	02 AL 06	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				27 AL 31	04	2018		<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
BASCULA DE PISO	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	1286	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				17 AL 21	09	2018		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
DOPPLER FETAL	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	0043	SEMESTRAL	29 AL 31	01	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • PRUEBA ACUSTICA DEL
				30 AL 31	07	2018		


 Edna Brigitte Cuta M.
 Ingéniero Biomédica
 Tp. 25244-370437 CND
 Invivo RH- 201709-514


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								TRANSDUCTOR. •LIMPIEZA Y DESINFECCION. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	0046	SEMESTRAL	05 AL 09	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
TENSIOMETRO	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	0211	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 13	09	2018		
				12 AL 16	03	2018		
							CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_135_ENFERM ERIA_UNIDAD_ MOVIL_2	0799	SEMESTRAL	05 AL 09	03	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	09	2018		


 DIRECTOR/GERENTE


 Edna Brigitte Cota M.
 Ingeniera Biomédica
 Tº. 25244-370437 CND
 Invima RN- 201709-514


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MOVIL_2	0075	SEMESTRAL	09 AL 13	07	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. • INTENSIDADES DE LÁMPARA. • VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS. • VERIFICAR SUCCIÓN Y DESAGÜES. • VERIFICAR SISTEMA DE REGULACIÓN • LUBRICACION DE PARTES MOVILES. • LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION. • VERIFICAR COMPONENTES ELECTRONICOS Y TABLERO DE CONTROL. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				17 AL 21	12	2018		
PULSOXIMETRO	AC_135_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	0049	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE SENSORES RECEPTOR Y EMISOR. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE BATERIAS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTIerna DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	2018		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
faxina RH- 261769-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
FONENDOSCOPIO	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	0370	SEMESTRAL	23 AL 37	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
BASCULA DE PISO	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1219	SEMESTRAL	02 AL 07	07	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01 AL 07	11	2018		
				12 AL 16	03	2018		
AMALGAMADOR	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1071	SEMESTRAL	22 AL 26	01	2018	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICAR VOLTAJE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cota M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CNP
Invtms RH- 201909-514

Página 59 de 64

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				03 AL 06	07	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.
DOPPLER FETAL	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1179	SEMESTRAL	22 AL 26	01	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO. • PRUEBA ACUSTICA DEL TRANSDUCTOR. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 06	07	2018		
PULSOXIMETRO	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1182	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE SENSORES RECEPTOR Y EMISOR. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE BATERIAS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTIERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				22 AL 26	10	2018		
				12 AL 16	03	2018	CONTRATI STA- MEBI METROLOG IA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
LAMPARA DE	AC_203_2_LONC	0904	SEMESTRAL	09 AL 13	07	2018	INGENIER	• VERIFICACION FISICA DEL


Edna Brigitte Cuto M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-376437 CND
 factma RM-201709-514

 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FOTOCURADO	HERA_EXTRAMU RAL			03 AL 07	12	2018	A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
PIEZA DE BAJA	AC_119_CONSUL TORIO_ODONT OLOGICO_CAMP AMENTO	1148	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICRO MOTOR • LIMPIEZA DE ANGULO RECTO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1180	SEMESTRAL	12 AL 16	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE EN BATERIAS. • LIMPIEZA DE LENTES Y CRISTALES DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE
				03 AL 07	09	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Erika Brigitte Cera M.
 Ingeniera Biomédica
 T: 23244-370437 CNP
 F: 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PIEZA DE ALTA	AC_203_4_AC_L ONCHERA EXTRAMURAL ONDONTOLOGI A	1149	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<p>FUNCIONAMIENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01 AL 03	08	2018		
				26 AL 30	11	2018		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	0905	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				03 AL 07	12	2018		
AMALGAMADOR	AC_203_2_LONC HERA_EXTRAMU RAL	1089	SEMESTRAL	22 AL 26	01	2018	INGENIER A BIOMEDIC A	<p>VERIFICAR VOLTAJE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO,</p>
				09 AL 13	07	2018		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtma RH-201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PIEZA DE ALTA	AC_108_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_VANEGAS	1092	SEMESTRAL	16 AL 20	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIEZA GENERAL.
				06 AL 10	08	2018		REVISIÓN DE CONECTORES, VERIFICAR SI LA TURBINA PRESENTA VIBRACIÓN, VERIFICAR SI LA CABEZA PRESENTA MALFORMACIONES, REVISAR ESTADO DE CAMBIAFRESAS, VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE ACEITADO, LIMPIAR EL CONDUCTO DE AIRE Y AGUA, REGULAR PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA, LIMPIEZA
				26 AL 30	11	2018		
CAVITRON	AC_113_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	1296	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE PRESION. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				17 AL 21	09	2018		


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Instituto RH- 201704-514

10



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Instituto RH- 201704-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		



 DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
 Ingeniero Biomédica
 Tp: 25254-370437 CND
 Invtms RH - 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - Magdalena

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 29 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$86.748.556

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	M	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
					M			
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	0810	SEMESTRAL	07 AL 11	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				03 AL 07	12	2018		
TENSIOMETRO	AC_152_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	0263	SEMESTRAL	12 AL 16	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	2018		
				09 AL 13	04	2018	CONTRATISTA-MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_203_2_LONCHERA_EXTRAM	0821	SEMESTRAL	05 AL 09	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNP
Invima RH- 201709-514


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	URAL			10 AL 14	09	201 8		CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
TENSIOMETRO	AC_152_CONSU LTORIO_MEDIC O_102_MAGDAL ENA	0205	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICAR FUGAS. • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
INFANTOMETRO	AC_152_CONSU LTORIO_MEDIC O_102_MAGDAL ENA	0043	SEMESTRAL	22 AL 26	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				03 AL 06	07	201 8		
AMALGAMADOR	AC_153_CONS ULTORIO_ODO NTOLOGIA_105 _MAGDALENA	0887	SEMESTRAL	25 AL 29	06	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICAR VOLTAJE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
				19 AL 23	11	201 8		


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Guato M.
Ingeniera Biomédica
Tp: 25244-376437 CND
Instituto RH - 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 2 de 10

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_CYD_MAGD ALENA	1288	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIEZA GENERAL. • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
PULSOXIMETRO	AC_151_CONSU LTORIO_MEDIC O_101_MAGDAL ENA	1230	SEMESTRAL	29 AL 31	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE SENSORES RECEPTOR Y EMISOR. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE BATERIAS. • LIMPIEZA EXTERNA E INTIERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 06	07	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
DOPPLER FETAL	AC_155_CONSU LTORIO_CYD_M AGDALENA	0077	SEMESTRAL	22 AL 26	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO.
				02 AL 06	07	201 8		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Coto M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtmo RH- 201709-514

Página 3 de 10

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • PRUEBA ACUSTICA DEL TRANSDUCTOR. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	AC_152_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	0366	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	2018		
PIEZA DE ALTA	AC_153_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	0888	SEMESTRAL	21 AL 25	05	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				22 AL 26	10	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_158_VACUNACION_MAGDALENA	0398	SEMESTRAL	05 AL 09	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE
				10 AL 14	09	2018		





DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomédica
 Tº. 25244-376437 CND
 Invitao RH- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PESA BEBE	AC_152_CONSU LTORIO_MEDIC O_102_MAGDAL ENA	0910	SEMESTRAL	02 AL	05	201	INGENIERA BIOMEDICA	<p>FUNCIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				04				
				06 AL	11	201		
09	08							
09 AL	04	201	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 				
13					08			
PESA BEBE	AC_151 _CONSULTORI O_MEDICO_101 _MAGDALENA	0900			SEMESTRAL	02 AL	05	201
			04	08				
			26 AL	11		201	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
30	08							
09 AL	04	201	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. 				
13					08			
CONTRA-ANGULO	AC_154_CONSU LTORIO_ODON TOLOGIA_106_	0877			SEMESTRAL	12 AL	02	201
			16	08				
				21 AL	08	201		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Guero M.
Ingeniera Biomédica
Tf: 23244-376437 CND
Invlms RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	MAGDALENA			24		8		<ul style="list-style-type: none"> ◦ LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				15 AL 18	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> ◦ LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. ◦ VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
PESA BEBE	AC_CONSULTOR IO_CYD_MAGDALENA	0926	SEMESTRAL	06 AL 09	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. ◦ VERIFICACION DE PESOS. ◦ LIMPIEZA Y DESINFECCION. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				09 AL 13	04	2018	CONTRATISTA-MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
				23 AL 27	04	2018		<ul style="list-style-type: none"> ◦ REVICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. ◦ LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE IMPEDANCIA Y VOLTAJES.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	AC_156_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0103	SEMESTRAL	01 AL 05	10	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICAR INTENSIDAD LUMINICA. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERADOR
				02 AL 04	05	2018		<ul style="list-style-type: none"> ◦ LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. ◦ VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_102_MAGDALENA	0928	SEMESTRAL	01 AL 02	11	2018	INGENIERA BIOMEDICA	


 Edna Brigitte Cota M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp: 2824-370437 CNB
 Invitas RM-201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
MICROMOTOR	AC_154_CONSU LTORIO_ODON TOLOGIA_106_ MAGDALENA	0876	CUATRIMEST RAL	26 AL 28	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				21 AL 24	08	201 8		
				19 AL 23	11	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_156_CONS ULTORIO_ENFE RMERIA_MAGD ALENA	1205	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	201 8		
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_154_CONSU LTORIO_ODON TOLOGIA_106_ MAGDALENA	0870	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. • INTENSIDADES DE LÁMPARA. • VERIFICAR
				13 AL 17	08	201 8		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tf. 25244-376437 CND
Instituto RH- 201769-514

Página 7 de 10

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								<ul style="list-style-type: none"> • FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS. • VERIFICAR SUCCIÓN Y DESAGÜES. • VERIFICAR SISTEMA DE REGULACIÓN • LUBRICACION DE PARTES MOVILES. • LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION. • VERIFICAR COMPONENTES ELECTRONICOS Y TABLERO DE CONTROL. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR IO_MEDICO_10 1_MAGDALENA	0326	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
TALLIMETRO	AC_CONSULTOR IO_ENFERMERI	1292	SEMESTRAL	26 AL 28	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tº. 29244-370437 CNP
Instituto RH- 201704-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	A_MAGDALENA			21 AL 24	08	201 8		CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
TENSIOMETRO	AC_CONSULTOR IO_CYD_MAGD ALENA	0240	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_CONSULTOR IO_ENFERMERI A_MAGDALENA	0819	SEMESTRAL	26 AL 28	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				21 AL 24	08	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_151_CONSU LTORIO_MEDIC O_101_MAGDAL ENA	0365	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	201 8		
BASCULA DE PISO	AC_CONSULTOR	0976	SEMESTRAL	07 AL	05	201	INGENIERA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invtma RH- 261709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	IO_ENFERMERIA_MAGDALENA			11		8	BIOMEDICA	MECÁNICAS. •VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, •REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. •VERIFICACION DE PESOS. •LIMPIEZA Y DESINFECCION. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	2018		
				09 AL 13	04	2018		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	0387	SEMESTRAL	20 AL 23	03	2018	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_155_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0925	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	•VERIFICACION ACUSTICA. •VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. •VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. •PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	2018		



DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Coto M.
Ingeniero Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtm RH- 201704-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE - MONQUIRA

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 29 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$86.748.556

	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES		
PIEZA DE ALTA	AC_182_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	0747	SEMESTRAL	25 AL 29	06	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				19 AL 23					11	201 8
MICROMOTOR	AC_182_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	0745	CUATRIMESTRAL	26 AL 28	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				23 AL 27					07	201 8
				26 AL 29					11	201 8



DIRECTOR/GERENTE




Edna Brigitte Cota M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNB
Invtma RN- 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
EQUIPOS DE ORGANOS	AC_163_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0965	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				03 AL 07	09	201 8		
NEGATOSCOPIO	AC_185_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0909	SEMESTRAL	19 AL 23 02	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION FISICA. ◦ PRUEBA DE VOLTAJE Y AMPERAJE. ◦ VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. ◦ LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	201 8		
TENSIOMETRO	AC_185_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0244	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICAR FUGAS . ◦ VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. ◦ RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
PESA BEBE	AC_185_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0718	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. ◦ VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE




DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Instito RH- 201769-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	A			06 AL 09	11	201 8		BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MARTILLO DED REFLEJOS	AC_166_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIR A	0815	SEMESTRAL	25 AL 29	06	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				19 AL 23	11	201 8		
PIEZA DE ALTA	AC_182_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	0747	SEMESTRAL	21 AL 25	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				22 AL 26	10	201 8		
BASCULA DE PISO	AC_166_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIR A	0338	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 09	11	201 8		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tf. 25244-376437 CND
Instituto RH- 201789-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 4 de 19


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				01 AL 02	11	201 8		BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_185_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0808	SEMESTRAL	25 AL 29	06	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	12	201 8		
TENSIOMETRO	AC_166_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	0246	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• VERIFICAR FUGAS. • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	201 8		
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA-MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
PESA BEBE	AC_166_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	0988	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	• LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 28244-370437 CNP
Invtma RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 3 de 19

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				03 AL 07	09	201 8		LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
NEBULIZADOR	AC_189_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	0915	SEMESTRAL	29 AL 31	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • CAMBIO DE FILTRO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				09 AL 13	07	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_189_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	0363	SEMESTRAL	22 AL 26	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 07	07	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_185_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0358	SEMESTRAL	05 AL 09	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				10 AL 14	09	201 8		


DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtm RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades		
				DD	MM	AA				
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES		
BASCULA	AC_185_CONSUL TA_PRIORITARI A_MONQUIRA	0717	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				01 AL 02					11	201 8
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES		
TENSIOMETRO	AC_185_CONSUL TA_PRIORITARI A_MONQUIRA	0306	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS . • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				03 AL 07					09	201 8
				09 AL 13					04	201 8
EQUIPO DE ORGANOS	AC_185_CONSUL TA_PRIORITARI A_MONQUIRA	0716	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y		



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Curo M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Índice RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Página 5 de 19

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades		
				DD	MM	AA				
AMALGAMADOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	0732	SEMESTRAL	05 AL 09	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICAR VOLTAJE DE ENTRADA, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO PANEL FRONTAL, REVISIÓN PORTA AMALGAMA, REVISIÓN SELECTOR DE VELOCIDAD, REVISAR PARTES ROSCADAS, REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MOTOR, VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.		
				09 AL 13					07	201 8
MICROMOTOR	AC_153_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	0886	SEMESTRAL	26 AL 28	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				24 AL 28					09	201 8
				17 AL 21					12	201 8
PESA BEBE	AC_164_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIA	0977	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 		
				06 AL 09					11	201 8



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Guro M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CNB
Invtm RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
FONENDOSCOPIO	AC_163_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0369	SEMESTRAL	23 AL 27	04	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION ACUSTICA. ◦ VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. ◦ VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	2018		
MARTILLO DE REFLEJOS	AC_163_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0813	SEMESTRAL	25 AL 29	06	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIAR CON JABÓN SUAVE, NO SULFATANTE, OXIDANTE O CORROSIVO. MARTILLO EXCLUSIVO PARA PUNTOS REFLEJO Y ESTIMULANTE
				10 AL 14	12	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_189_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	0788	SEMESTRAL	29 AL 31	01	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION ACUSTICA. ◦ VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. ◦ VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				09 AL 13	07	2018		
FONENDOSCOPIO	AC_171_VACUNACION_MONQUIRA	0982	SEMESTRAL	03 AL 06	07	2018	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION ACUSTICA. ◦ VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. ◦ VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				10 AL 14	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cota M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 25244-370437 CND
 Invlmto RH - 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
EQUIPO DE ORGANOS	AC_164_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIR A	0973	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN TENSION DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				13 AL 16	09	201 8		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_186_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_110_USI_MONQUI	0754	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. • PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	201 8		
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_167_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_M	0753	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. • INTENSIDADES DE


DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Guata M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-376437 CND
Invtms RH- 201709-514

Página 10 de 19


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TENSIOMETRO	AC_164_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIR A	0245	SEMESTRAL	20 AL 23	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICAR FUGAS . ◦ VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. ◦ RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				03 AL 07	09	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
LAMPARA DE FOTOCURADO	AC_167_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	1270	SEMESTRAL	09 AL 13	07	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. ◦ VERIFICACION DE INTENSIDAD LUMINICA. ◦ PRUEBA DE VOLATJE Y AMPERAJE. ◦ VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICAS. ◦ LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08 AL 12	10	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_164_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIR A	0367	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICACION ACUSTICA. ◦ VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. ◦ VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO. ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01 AL 05	10	201 8		

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



Edna Brigitte Curo M.
 Ingeniera Biomédica
 Tp. 28244-370437 CNP
 Invitro RM - 201704-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	_MONQUI			19 AL 23	11	201 8		<ul style="list-style-type: none"> LÁMPARA. • VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS. • VERIFICAR SUCCIÓN Y DESAGÜES. • VERIFICAR SISTEMA DE REGULACIÓN • LUBRICACION DE PARTES MOVILES. • LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION. • VERIFICAR COMPONENTES ELECTRONICOS Y TABLERO DE CONTROL. • VERIFICACION DE FUGAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE ALTA	AC_CONSULTOR IO_ODONTOLO GI_109_USI_MO NQUI	0379	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE TURBINA. • LUBRICACION DE COMPONENTES MECANICOS. • LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_166_CONSUL TORIO_ENFERM ERIA_MONQUIR	0368	SEMESTRAL	23 AL 27	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO.



DIRECTOR/GERENTE


Edna Brigitte Cuta M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 28244-370037 CNB
Ivatisa RH- 201709-514
JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				13 AL 17	08	201 8		LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
TENSIOMETRO	AC_189_SALA_E RA_113_USI_MO NQUIRA	0210	SEMESTRAL	22 AL 26	01	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICAR FUGAS . ◦ VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. ◦ RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. ◦ LIMPIEZA DEL EQUIPO ◦ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				09 AL 13	07	201 8		
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC_182_CONSUL TORIO_ODONT OLOGO_109_USI	0743	SEMESTRAL	25 AL 29	06	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> ◦ VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE. ◦ INTENSIDADES DE



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Cota M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Inclmto RH - 201704-514

Página 15 de 19

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BASCUA DE PISO	AC_163_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIR A	0966	SEMESTRAL	02 AL 04	05	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, • REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • VERIFICACION DE PESOS. • LIMPIEZA Y DESINFECCION. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				13 AL 16	11	201 8		
				09 AL 13	04	201 8		
MICROMOTOR	AC_167_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	0998	CUATRIMESTRAL	16 AL 20	04	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				06 AL 10	08	201 8		
				03 AL 07	12	201 8		
TENSIOMETRO	AC_163_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIR A	0243	SEMESTRAL	12 AL 16	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICAR FUGAS. • VERIFICAR ESTADO DE PERA, VALVULA DE ALIVIO, MANOMETO Y BRAZALETE. • RELIZAR MEDICIONES DE VERIFICACION. • LIMPIEZA DEL EQUIPO • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				10 AL 14	09	201 8		


DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Edna Brigitte Gata M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtma RH - 201709-514

Página 18 de 19

Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
	A			01 AL 05	10	201 8		<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	AC_CONSULTOR IO_ENFERMERI A_MONQUIRA	0985	SEMESTRAL	26 AL 28	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA O VOLTAJE DE BATERÍAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS, REVISAR REGULADOR DE INTENSIDAD, LIMPIEZA GENERAL.
				21 AL 24	08	201 8		
FONENDOSCOPIO	AC_164_CONS ULTORIO_MEDI CO_102_MONQU IRA	0972	SEMESTRAL	05 AL 09	03	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION ACUSTICA. • VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO. • VERIFICACION DE ESTADO DE CAMPANA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA. • LIMPIEZA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				10 AL 14	09	201 8		
MICROMOTOR	AC_CONSULTOR IO_ODONTOLO GICO_MONQUI RA	1000	CUATRIMEST RAL	19 AL 23	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE ESTADO FISICO. • VERIFICACION DE TURBINA. • LUBRICACION DE PARTES MECANICAS. • VERIFICACION DE EJE DE MICROMOTOR • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				28 AL 31	05	201 8		
				27 AL 31	08	201 8		


 Edna Brigitte Coto M.
 Ingeniera Biomédica
 Tº: 25244-370437 CND
 Invitao RH - 201709-514

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				09 AL 13	04	201 8	CONTRATISTA- MEBI METROLOGIA	CALIBRACION DEL EQUIPO CON COMPARACION DIRECTA DE PATRONES
NEBULIZADOR	AC_189_SALA_E RA_113_USI_MO NQUIRA	0047	SEMESTRAL	01 AL 02	02	201 8	INGENIERA BIOMEDICA	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACION DE VOLATJE Y AMPERAJE. • VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR. • VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS. • CAMBIO DE FILTRO. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. • PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				09 AL 13	07	201 8		



DIRECTOR/GERENTE



Edna Brigitte Coto M.
Ingeniera Biomédica
Tp. 25244-370437 CND
Invtm RN - 201709-514

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 05 de Enero de 2018

Vigencia 2018


Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$6.240.500

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_preconsulta_d iamante	369	Anual	1	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	539	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	540	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_pyp	541	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_tercer_piso_pyp	596	Anual	1	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_tercer_piso_pyp	597	Anual	1	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_preconsulta_diamante	934	Anual	1	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	542	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	543	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	544	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	545	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.




DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_recepcion_py p	546	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_+ ercer_piso_pyp	595	Anual	1	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_ usi_administrativ o	611	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_ usi_administrativ o	612	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	613	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	614	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	615	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	616	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	629	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	630	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	631	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	632	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	623	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	624	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	625	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	626	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	627	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medico_103_usi_centro	628	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	617	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Ac_sala_espera_usi_administrativo	618	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	DD	Fecha MM	AA	Responsable (s)	Actividades
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medi co_103_usi_centro	619	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medi co_103_usi_centro	620	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medi co_103_usi_centro	621	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de acero gy (161cms) tres puestos	Consultorio_medi co_103_usi_centro	622	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Camilla diván	Consultorio enfermería morca	1213	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalera dos pasos plástica	Ac_laboratorio_usi_centro	166	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalera dos pasos plástica	Administrativo	167	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_pedregal_alto	160	ANUAL	5	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería pedregal alto	161	ANUAL	5	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio medico_103_usi_centro	164	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_vanegas	154	ANUAL	5	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería Vanegas	155	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_morca	156	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección




DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería morca	157	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_campamento	158	ANUAL	7	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería campamento	159	ANUAL	7	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_diamante	152	ANUAL	7	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería diamante	153	ANUAL	7	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Crecimiento y desarrollo usi centro	136	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_112_usi_centro	137	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Administrativo	139	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalerilla dos pasos	Ac_farmacia_usi_centro	140	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_esterilización_usi_centro	141	ANUAL	30	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_301_pyp	130	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_302_pyp	131	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_101_centro	132	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_104_usi_centro	133	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_304_pyp	134	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_medico_202_pyp	124	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección


Diana Cay Zello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_m edico_203_pyp	125	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_v acunacion_204_p yp	126	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_p rocedimientos_10 6_usi_ce	127	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_m edico_208_pyp	128	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_m edico_209_pyp	129	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería corralejas	118	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería cintas	119	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería cañas	120	ANUAL	77	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección




DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_m edico_sucre	121	ANUAL	7	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_enfermeria_u nidad_movil 1	122	ANUAL	7	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_consultorio_m edico_201_pyp	123	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio enfermería pedregal alto	87	ANUAL	8	05	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_sindicato_arc hivo_almacen	89	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_p rocedimientos_10 6_usi_ce	81	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_o dontologia_vanega s	82	ANUAL	8	06	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio enfermería morca	83	ANUAL	8	06	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección


 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Mesa de mayo	Ac_consultorio_o_dontologico_morca	84	ANUAL	8	06	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio enfermería campamento	85	ANUAL	8	05	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio enfermería campamento	86	ANUAL	8	05	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio_medico_104_usi_centro	76	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_medico_diamante	80	ANUAL	8	07	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_medico_sucra	72	ANUAL	8	07	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_o_dontologia_sucra	73	ANUAL	8	07	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_consultorio_vacunacion_204_yp	74	ANUAL	23-30	03	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem blanco x 4 sillas	Ac_sala_espera_corralejas	8	Anual	1	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem tres puestos	Ac_consultorio_medico_sucre	32	Anual	1	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem tres puestos	Ac_consultorio_medico_sucre	33	Anual	1	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_pedregal_alto	1162	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_pedregal_altò	1163	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1106	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1107	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_campamento	1133	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.


 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_campamento	1134	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_campamento	1135	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_pedregal_alto	1161	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_vanegas	1079	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1080	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1102	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1103	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1104	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_morca	1105	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1074	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1075	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1076	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1077	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_espera_v anegas	1078	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Mesa auxiliar curaciones	Ac_consultorio_v acunacion_204_p yp	497	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa auxiliar - color blanco-plateado	Ac_consultorio_p rocedimientos_10 6_usi_ce	1241	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa auxiliar metálica	Ac_consultorio_m edico_morca	1109	Anual	11	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa auxiliar metálica	Ac_consultorio_p rocedimientos_10 6_usi_ce	737	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla naranja	Ac_recepcion_py p	435	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_209_pyp	531	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medi co_101_centro	682	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medi co_101_centro	689	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medi co_103_usi_centro	697	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medi co_104_usi_centro	710	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_202_pyp	467	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_203_pyp	474	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_v acunacion_204_p yp	491	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_p rocedimientos_10 6_usi_ce	500	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Crecimiento y desarrollo usi centro	523	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_campament o	1138	Anual	1	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_vanegas	1083	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_112_usi_centro	84	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_diamante	1061	Anual	2	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_morca	1110	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_cañas	25	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_201_pyp	460	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática





DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_302_pyp	567	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_304_pyp	587	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio enfermería morca	778	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería pedregal alto	1177	Anual	2	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería Vanegas	1729	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_corralejás	3	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla diván	Ac_consultorio_m edico_cintas	12	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio enfermería cañas	21	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería diamente	1063	Anual	2	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería Vanegas	1086	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería morca	1113	Anual	2	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería campamento	1141	Anual	2	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla ginecológica	Ac_consultorio_m edico_pedregal_al to	1159	Anual	3	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Ac_enfermeria_u nidad_movil_2	83	Anual	3	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Ac_consultorio_m edico_208_pyp	516	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Ac_consultorio_m edico_301_pyp	560	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio_medi co_101_centro	768	Anual	23-30	03	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería corralejas	5	Anual	3	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla ginecológica	Consultorio enfermería cintas	15	Anual	3	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Ac_consultorio_m edico_sucre	36	Anual	3	07	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Ac_enfermeria_u nidad_movil 1	53	Anual	3	05	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Magdalena

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 05 de Enero de 2018

Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$6.240.500

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	598	Anual	1	10	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	932	Anual	1	10	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	933	Anual	1	10	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_101_magdalena	142	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_102_magdalena	143	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
								desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermeria_magdalena	144	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	145	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_vacunacion_magdalena	146	ANUAL	7	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Camilla naranja	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	935	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Crecimiento y desarrollo usi magdalena	1730	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medico_102_magdalena	1239	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_vacunacion_magdalena	1238	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medico_101_magdalena	907	Anual	1	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla ginecológica	Consultorio enfermeria_magdalena	939	Anual	3	06	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 05 de Enero de 2018

Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$6.240.500

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_esper a_monquirá	1016	Anual	1	09	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_esper a_monquirá	1017	Anual	1	09	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_esper a_monquirá	1018	Anual	1	09	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_esper a_monquirá	1019	Anual	1	09	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.

DIRECTOR/GERENTE

Diana Cayzello

JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Tándem de cuatro puestos azul	Ac_sala_de_espera_monquirá	1020	Anual	1	09	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y verificación del estado general, limpieza corrección de posibles fisuras y reemplazo en caso de presentar averías en el aluminio que puedan provocar caídas.
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_102_monquirá	148	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería_monquirá	149	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_vacunacion_monquirá	150	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Ac_sala_era_113_usi_monquirá	151	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio_medico_101_monquirá	147	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Escalerilla dos pasos	Consultorio enfermería_monquirá	138	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Escalera dos pasos	Consulta prioritaria monquirá	135	ANUAL	7	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Consultorio enfermería_monquirá	78	ANUAL	8	04	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Mesa de mayo	Ac_sala_era_113_usi_monquirá	79	ANUAL	8	04	2017	Técnico Mantenimiento	Revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
Camilla naranja	Consultorio enfermería_monquirá	990	Anual	1	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio enfermería_monquirá	715	Anual	1	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Consultorio_medico_101_monquirá	967	Anual	1	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_sala_era_113_usi_monquirá	975	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla diván	Ac_vacunacion_monquirá	1044	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
Camilla diván	Ac_sala_era_113_usi_monquira	783	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consulta prioritaria monquira	1332	Anual	2	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática
Camilla ginecológica	Consultorio enfermeria_monquira	981	Anual	3	04	2017	Técnico mantenimiento	Revisión tapicería, revisión de pintura, limpieza y desinfección, arreglo de partes oxidadas con pintura electrostática



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Centro

Dirección Carrera 9 N° 11 74

Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 5 de Enero de 2018


Vigencia 2018

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$62.405.000

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
CPU-153264Q15MJXKTA	RECEPCION PYP	CPU-153264Q15MJXKTA	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111701334				7	6	2018		
TECLADO-WE1491025138				7	9	2018		
MOUSE-133735808897				7	12	2018		
CPU-MJ0037F3	CONSULTORIO MEDICO 201	CPU-MJ0037F3	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V456895				7	6	2018		
TECLADO-5437255				7	9	2018		
MOUSE-44NW415				7	12	2018		



DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6R2	CONSULTORIO NUTRICION 202	CPU-SMJ00S6R2	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2821				7	6	2018		
TECLADO-00190573				7	9	2018		
MOUSE-HS410HD085C				7	12	2018		
CPU-SMJ00S6QN	CONSULTORIO MEDICO 209	CPU- SMJ00S6QN	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2730				7	6	2018		
TECLADO-00189805				7	9	2018		
MOUSE-HS410HD0876				7	12	2018		
CPU-SMJ00S6PY	ENFERMERIA IAMI	CPU-SMJ00S6PY	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3774				8	6	2018		
TECLADO-001189226				8	9	2018		
MOUSE-HS408HA36SC				8	12	2018		




DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6QJ	CONSULTORIO MEDICO 302	CPU-SMJ00S6QJ	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2829				8	6	2018		
TECLADO-00190600				8	9	2018		
MOUSE-HS410HDOV6P				8	12	2018		
CPU-1S3598H5SMJ675D8	CONSULTORIO JEFE ENFERMERA	CPU-1S3598H5SMJ675D8	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FH996				8	6	2018		
TECLADO-4036798				8	9	2018		
MOUSE-HS3024DOL83				8	12	2018		
CPU-SMJ00S6Q4	HIGIENE ORAL	CPU-SMJ00S6Q4	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2815				8	6	2018		
TECLADO-00189762				8	9	2018		
MOUSE-HS411HDOV9F				8	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-MXL1182899	PIC	CPU-MXL1182899	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-CNC114Q1				8	6	2018		
TECLADO-N/A				8	9	2018		
MOUSE-N/A				8	12	2018		
CPU-MXK5490JF7	PIC-2	CPU- MXK5490JF7	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- S9Z111700764				8	6	2018		
TECLADO- WE14491025137				8	9	2018		
MOUSE-FF0810000083				8	12	2018		
CPU-300SN09194	PSICOLOGIA	CPU-300SN09194	TRIMESTRAL	8	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V8B3H9NZ900				8	6	2018		
TECLADO- 04408519NFPS				8	9	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-04407859NFPO				8	12	2018		
CPU-153264Q1SMJXKTA	SIAU	CPU-153264Q1SMJXKTA	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111701334				9	6	2018		
TECLADO-WE1491025138				9	9	2018		
MOUSE-133735808897				9	12	2018		
CPU-MJ0037F6				9	3	2018		
PANTALLA-V456839	VACUNACION	CPU-MJ0037F6	TRIMESTRAL	9	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-5437251				9	9	2018		
MOUSE-44NW425				9	12	2018		
CPU-SMJ00S6PO				9	3	2018		
PANTALLA-V4B3808	VACUNACION-2	CPU-SMJ00S6PO	TRIMESTRAL	9	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-00188527				9	9	2018		



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-HS410HDV59				9	12	2018		
TELEVISOR 32"	PROMOCION Y PREVENCIÓN	TELEVISOR 32"	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				9	6	2018		
				9	9	2018		
				9	12	2018		
TV. 42" S/202RMRH30126	PROMOCION Y PREVENCIÓN	TV. 42" S/202RMRH3012 6	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				9	6	2018		
				9	9	2018		
				9	12	2018		
TELEVISOR 32"	PROMOCION Y PREVENCIÓN	TELEVISOR 32"	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				9	6	2018		
				9	9	2018		
				9	12	2018		
CPU-MJNHBXX	ALMACEN COMPUTADOR LENOVO	CPU-MJNHBXX	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIVK626				9	6	2018		
TECLADO-2929094				9	9	2018		
MOUSE-LZ211HD1085				9	12	2018		
CPU- YA589839Q	ALMACEN COMPUTADOR PORTATIL	CPU- YA589839Q	TRIMESTRAL	9	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				9	6	2018		



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TECLADO-N/A				9	9	2018		
MOUSE-71283350162A02				9	12	2018		
CPU-CNX81203ST	ARCHIVO CENTRAL	CPU-CNX81203ST	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9N290049SP				12	6	2018		
TECLADO-2M2515001536				12	9	2018		
MOUSE-N/A				12	12	2018		
CPU-N/A	AUDITORIA	CPU-N/A	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- N/A				12	6	2018		
TECLADO- N/A				12	9	2018		
MOUSE- N/A				12	12	2018		
CPU-SMJ00S6PH	CALIDAD	CPU-SMJ00S6PH	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2732				12	6	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TECLADO-00189773				12	9	2018		
MOUSE- HS410HD0V66J				12	12	2018		
CPU-SMJ00G222	COMUNICACIONES	CPU-SMJ00G222	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3786				12	6	2018		
TECLADO-5502230				12	9	2018		
MOUSE- SL84812361B				12	12	2018		
CAMARA DIGITAL S/WD234001-1500186	COMUNICACIONES	CAMARA DIGITAL S/WD234001- 1500186	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				12	6	2018		
				12	9	2018		
				12	12	2018		
VIDEO BEAN S/NE6FOZA507L	COMUNICACIONES	VIDEO BEAN S/NE6FOZA507L	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				12	6	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
				12	9	2018		
				12	12	2018		
CPU-153157C25MINHBDB	CONTABILIDAD	CPU-153157C25MINHBDB	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1VK604				12	6	2018		
TECLADO-2929395				12	9	2018		
MOUSE-L7211HD15LR				12	12	2018		
CPU-1S3598H5SMJ675E6	CONTRATACION	CPU-1S3598H5SMJ675E6	TRIMESTRAL	12	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FK015				12	6	2018		
TECLADO-4036799				12	9	2018		
MOUSE-HS302HOL5W				12	12	2018		
CPU-SMJ00QJSJ5	CONTROL INTERNO	CPU-SMJ00QJSJ5	TRIMESTRAL	13	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4V3687				13	6	2018		
TECLADO-00190581				13	9	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE- HS411HD08NV				13	12	2018		
CPU- MJ675B5	COORDINACION DE SERVICIOS	CPU- MJ675B5	TRIMESTRAL	13	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FK032				13	6	2018		
TECLADO-4036557				13	9	2018		
MOUSE-HS302HD0L8D				13	12	2018		
CPU- SMJ00QSHW	COORDINACION PIC	CPU- SMJ00QSHW	TRIMESTRAL	13	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C7387				13	6	2018		
TECLADO-00190583				13	9	2018		
MOUSE-HS411HD08QZ				13	12	2018		
CPU-SMJ00QSHX	COSTOS	CPU- SMJ00QSHX	TRIMESTRAL	13	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2797				13	6	2018		
TECLADO-00190576				13	9	2018		


 DIRECTOR/GERENTE


 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-HS411HDOUTD				13	12	2018		
CPU-1S3264Q1SMJXKPC	ESCANER	CPU- 1S3264Q1SMJXK PC	TRIMESTRAL	13	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1V2B87				13	6	2018		
TECLADO-02705766				13	9	2018		
MOUSE-44BN690				13	12	2018		
CPU- 1S3598H5SMJ67565				13	3	2018		
PANTALLA-V3FH981	DIRECTOR ADMINISTRATI VO Y FINANCIERO	CPU- 1S3598H5SMJ67 565	TRIMESTRAL	13	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-3999967				13	9	2018		
MOUSE- HS302HDOJPE				13	12	2018		
CPU- 1S3157C25MJLLWFB				13	3	2018		
PANTALLA-V1PPK87	GERENCIA ADMINISTRATI VO	CPU- 1S3157C25MJLL WFB	TRIMESTRAL	13	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-2767755				13	9	2018		



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-L2205A3269D				13	12	2018		
CPU-				13	3	2018		
1S3157C25MJLLWBW	PLANEACION	CPU-	TRIMESTRAL	13	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				13	9	2018		
TECLADO-2766853				13	12	2018		
CPU-300SN09376				13	3	2018		
PANTALLA-S9Z111701336	SALUD PUBLICA	CPU-300SN09376	TRIMESTRAL	13	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-WE0691035416				13	9	2018		
MOUSE-FF081000050B				13	12	2018		
CPU-N/A				14	3	2018		
PANTALLA-CNC726R184	SALUD PUBLICA - 2	CPU-N/A	TRIMESTRAL	14	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-04409475NFPS				14	9	2018		




DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-0440788NFPO				14	12	2018		
CPU-SMJ00QJSJ4	SECRETARIA GERE	CPU- SMJ00QJSJ4	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V4B3813				14	6	2018		
TECLADO-00189857				14	9	2018		
MOUSE-HS411HD08QL				14	12	2018		
CPU-CNX8122197	SECRE_GERENCI A	CPU-CNX8122197	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V8B3H9N7900161B				14	6	2018		
TECLADO-FF811000WS				14	9	2018		
MOUSE-N/A				14	12	2018		
CPU-N/A	LOCALSOG	CPU-N/A	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1MB127				14	6	2018		
TECLADO- 04409782NFPS				14	9	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
MOUSE-K960410797				14	12	2018		
CPU-WB02051601	SISTEMAS_4	CPU-WB02051601	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				14	6	2018		
TECLADO-N/A				14	9	2018		
MOUSE- N/A				14	12	2018		
CPU-SMJ00QJSJ2				14	3	2018		
PANTALLA-V4B3792	SISTEMAS	CPU-SMJ00QJSJ2	TRIMESTRAL	14	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO-00190594				14	9	2018		
MOUSE- HS411HD0USS				14	12	2018		
CPU- 7C047607C				14	3	2018		
PANTALLA-N/A	TAL_HUMANO	CPU- 7C047607C	TRIMESTRAL	14	6	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
TECLADO- 671C0009T210				14	9	2018		
MOUSE-N/A				14	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00G02K	TALENTO_HUMANO	CPU-SMJ00G02K	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3805				14	6	2018		
TECLADO-5501310				14	9	2018		
MOUSE-3L848H0983B				14	12	2018		
CPU-CNX812041M	AUX_TESORERIA	CPU-CNX812041M	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111701665				14	6	2018		
TECLADO-48008002752				14	9	2018		
MOUSE-FF08450003RS				14	12	2018		
CPU-MJ675H9	TESORERIA	CPU-MJ675H9	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V3FK004				14	6	2018		
TECLADO-404364				14	9	2018		
MOUSE-HS302HD102C				14	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-CNX81203SW	CITAS 1	CPU-CNX81203SW	TRIMESTRAL	14	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111700773				14	6	2018		
TECLADO-WE1491025132				14	9	2018		
MOUSE- N/A				14	12	2018		
CPU-300SN09382	CITAS 2	CPU-300SN09382	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111700787				15	6	2018		
TECLADO-BF61421318				15	9	2018		
MOUSE- N/A				15	12	2018		
CPU- N/A	CITAS 3	CPU- N/A	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-59Z111701348				15	6	2018		
TECLADO-328294				15	9	2018		
MOUSE-124761804429				15	12	2018		

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU- MJNHBNW	CITAS 4	CPU- MJNHBNW	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1VKG06				15	6	2018		
TECLADO-2929080				15	9	2018		
MOUSE-LZ211HD1SK5				15	12	2018		
CPU-CNX72523QX	CITAS 5	CPU- CNX72523QX	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- S9Z111701334				15	6	2018		
TECLADO- WE1491025138				15	9	2018		
MOUSE-44C8556				15	12	2018		
CPU-SMJ00S6P5	CONSULTORIO MEDICO 1	CPU-SMJ00S6P5	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C7333				15	6	2018		
TECLADO-00189756				15	9	2018		
MOUSE-HS410HD0V5C				15	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6PG	CONSULTORIO MEDICO 2	CPU-SMJ00S6PG	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3789				15	6	2018		
TECLADO- 00189822				15	9	2018		
MOUSE- HS411HD0V60				15	12	2018		
CPU- SMJ00S6PA	CONSULTORIO MEDICO 3	CPU- SMJ00S6PA	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2792				15	6	2018		
TECLADO- 00190566				15	9	2018		
MOUSE- HS411HD0V7R				15	12	2018		
CPU-SMJ00S6QV	CONSULTORIO MEDICO 4	CPU-SMJ00S6QV	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3703				15	6	2018		
TECLADO-00190596				15	9	2018		
MOUSE- HS409HA0EQM				15	12	2018		



DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6QE	CONSULTORIO MEDICO 5	CPU-SMJ00S6QE	TRIMESTRAL	15	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3701				15	6	2018		
TECLADO-00189763				15	9	2018		
MOUSE-HS410HD0V62				15	12	2018		
CPU-SMJ00S6QB	CONSULTORIO MEDICO 6	CPU-SMJ00S6QB	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2815				16	6	2018		
TECLADO-00189762				16	9	2018		
MOUSE-HS411HD0V9F				16	12	2018		
CPU-1S3264Q1SMJXKKNV	CONSULTORIO MEDICO 7	CPU-1S3264Q1SMJXKKNV	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700824				16	6	2018		
TECLADO-02704723				16	9	2018		
MOUSE-44BH200				16	12	2018		





DIRECTOR/GERENTE




JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6QL	ENFERMERA_CE NT	CPU-SMJ00S6QL	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3722				16	6	2018		
TECLADO-00190599				16	9	2018		
MOUSE-HS410HD0V5P				16	12	2018		
CPU-CNX812031C	FARMACIA	CPU-CNX812031C	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- S9Z111700803				16	6	2018		
TECLADO-01714959NF				16	9	2018		
MOUSE-1714959				16	12	2018		
CPU- MJLLVWW	FARMACIA1	CPU- MJLLVWW	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIPMA65				16	6	2018		
TECLADO-2767794				16	9	2018		
MOUSE- LZ205A325VH				16	12	2018		
CPU- SMJ0056R5	FARMACIA_1	CPU- SMJ0056R5	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PANTALLA-V4B3678				16	6	2018		
TECLADO-00188746				16	9	2018		
MOUSE- HS411HA1KAS				16	12	2018		
CPU- SMJ00S6R5	HIGIENE_ORAL _CE	CPU- SMJ00S6R5	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3678				16	6	2018		
TECLADO-00189818				16	9	2018		
MOUSE-HS410HD0868				16	12	2018		
CPU- SMJ00S6QC	LABORATORIO	CPU- SMJ00S6QC	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3721				16	6	2018		
TECLADO-00190629				16	9	2018		
MOUSE-HS410HD0085D				16	12	2018		
CPU-CNX72405R6	LABORATORIO CLINICO 2	CPU- CNX72405R6	TRIMESTRAL	16	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PANTALLA-59Z111701351				16	6	2018		
TECLADO-WF1491025134				16	9	2018		
MOUSE-K960411452				16	12	2018		
CPU- SMJ00S6QG	LABORATORIO	CPU- SMJ00S6QG	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2726				19	6	2018		
TECLADO-00190614				19	9	2018		
MOUSE-HS411HD08Z2				19	12	2018		
CPU-300SN09439	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 1	CPU-300SN09439	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900152A				19	6	2018		
TECLADO-04408581NF				19	9	2018		
MOUSE-04408146NF				19	12	2018		


 DIRECTOR/GERENTE



 JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-300SN09247	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 2	CPU-300SN09247	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900170W				19	6	2018		
TECLADO-04409397NF				19	9	2018		
				19	12	2018		
CPU-300SN09456	CONSULTORIO ODONTOLOGIA 3	CPU-300SN09456	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900156N				19	6	2018		
TECLADO-04408510NF				19	9	2018		
MOUSE-N/A				19	12	2018		
CPU-1S326Q1SMJXKKNY	PROCEDIMIENTOS	CPU-1S326Q1SMJXKKNY	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-CNC726R194				19	6	2018		
TECLADO-2705767				19	9	2018		
MOUSE-144711900151				19	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-421321Q	ENFERMERA_M OVIL	CPU-421321Q	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				19	6	2018		
TECLADO- N/A				19	9	2018		
MOUSE- N/A				19	12	2018		
CPU-XD420297Q	ENFERMR_PERI FE	CPU-XD420297Q	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				19	6	2018		
TECLADO- N/A				19	9	2018		
MOUSE- N/A				19	12	2018		
CPU-XD421321Q	MEDICO_MOVIL	CPU-XD421321Q	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				19	6	2018		
TECLADO- N/A				19	9	2018		
MOUSE- N/A				19	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-XD420202Q	ODONTO_PERIF ER	CPU-XD420202Q	TRIMESTRAL	19	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				19	6	2018		
TECLADO- N/A				19	9	2018		
MOUSE- N/A				19	12	2018		
CPU-XD420342	ODONTOLO_MO VIL	CPU-XD420342	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				20	6	2018		
TECLADO- N/A				20	9	2018		
MOUSE- N/A				20	12	2018		
CPU-7C050177C	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL	CPU-7C050177C	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-7C0470280	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL	CPU-7C0470280	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		
CPU-7C047614C	PORTERIA 1 USI CENTRO COMPUTADOR PORTATIL	CPU-7C047614C	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		
CPU-7C050259C	ACREDITACION	CPU-7C050259C	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-7C047621CP	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL	CPU-7C047621CP	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		
CPU-WB02051601	SISTEMAS COMPUTADOR PORTATIL	CPU-WB02051601	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		
HP_LASERJET_M1212NF CND8BBD10W	IMPRESORA- ALMACEN	HP_LASERJET_M 1212NF CND8BBD10W	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				20	6	2018		
				20	9	2018		
				20	12	2018		
HP_LASERJET_M1212NF CNG8BBPTLM	IMPRESORA- AUDITORIA	HP_LASERJET_M 1212NF CNG8BBPTLM	TRIMESTRAL	20	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				20	6	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
BIXOLON- IMPPNKA11020387	IMPRESORA VENTANILLA 2	BIXOLON-	TRIMESTRAL	20	9	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				20	12	2018		
				20	3	2018		
				20	6	2018		
BIXOLON- IMPPNKA11020386	IMPRESORA VENTANILLA 1	BIXOLON-	TRIMESTRAL	21	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				21	6	2018		
				21	9	2018		
				21	12	2018		
HP LASERJET P1005- BRB58BY2SN	IMPRESORA CONTABILIDAD	HP LASERJET P1005-	TRIMESTRAL	21	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				21	6	2018		
				21	9	2018		
				21	12	2018		
HP LASERJET P1005- VND4H00196	IMPRESORA CONTROL INTERNO	HP LASERJET P1005- VND4H00196	TRIMESTRAL	21	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo, lubricación de partes metálicas
				21	6	2018		
				21	9	2018		
				21	12	2018		




JEFE DE MANTENIMIENTO




DIRECTOR/GERENTE


Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
TECLADO-04408557NF				5	9	2018		
MOUSE-X61352708580				5	12	2018		
TV LCD DE 40-905524541274	TELEVISOR	TV LCD DE 40-905524541274	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
				6	6	2018		
				6	9	2018		
				6	12	2018		
CPU-153157C2SMJLLWDE	FARMACIA	CPU-153157C2SMJLLWDE	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V1PMG91				6	6	2018		
MOUSE-123913607117				6	9	2018		
TECLADO-276793				6	12	2018		
CPU-CNX72405RD	FARMACIA 2	CPU-CNX72405RD	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700798				6	6	2018		
MOUSE-PL0719026718				6	9	2018		
TECLADO-WE1491025123				6	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-300SN09460	ENFERMERA JEFE	CPU-300SN09460	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900176Z				7	6	2018		
TECLADO-04409788NF				7	9	2018		
MOUSE-N/A				7	12	2018		
TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TELEVISOR	TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
				7	6	2018		
				7	9	2018		
				7	12	2018		
USI-MAGADALENA.	TELEFONO	USI-MAGADALENA.	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				7	6	2018		
				7	9	2018		
				7	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso ESE-Monquirá

Dirección Carrera 9 N° 11 74


Municipio Sogamoso


Fecha de Elaboración 5 de Enero de 2018

Vigencia 2018


Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$62.405.000


NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACION	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	DD	MM	AA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
CPU-MJ674Y1	FACTURACION	CPU-MJ674Y1	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VCFK038				5	6	2018		
MOUSE-HS302HD09JC				5	9	2018		
TECLADO-4000026				5	12	2018		
CPU-SR3574Y55	CONSULTORIO MEDICO 1	SR3574Y55	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				5	6	2018		
MOUSE-N/A				5	9	2018		
TECLADO-760991				5	12	2018		
CPU-SMJ00S6QH	CONSULTORIO MEDICO 2	CPU-SMJ00S6QH	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
PANTALLA-V4C2738				5	6	2018		
MOUSE-HS410HD0V6Z				5	9	2018		
TECLADO-00189747				5	12	2018		
CPU-SMJ00S6P4	CONSULTORIO JEFE ENFERMERA	CPU-SMJ00S6P4	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor,
PANTALLA-V4B33772				5	6	2018		
MOUSE-HS336HA0ED3				5	9	2018		
TECLADO-00188748				5	12	2018		
CPU-SMJ00S6PR	CONSULTORIO ODONTOLOGIA	CPU-SMJ00S6PR	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3647				5	6	2018		
MOUSE-HS410HD0V6G				5	9	2018		
TECLADO-00189759				5	12	2018		
CPU-N/A	VACUNACION	PANTALLA-S9Z111700780	TRIMESTRAL	5	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-S9Z111700780				5	6	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-SMJ00S6QX	CONSULTORIO MEDICO 1	CPU-SMJ00S6QX	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA- V4C2466				6	6	2018		
MOUSE- HS411HD0VYA				6	9	2018		
TECLADO-00188526				6	12	2018		
CPU-SMJ00S6QF	CONSULTORIO MEDICO 2	CPU-SMJ00S6QF	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4B3725				6	6	2018		
MOUSE- HS410HD0V77				6	9	2018		
TECLADO-00190601				6	12	2018		
CPU-SIMAB60	CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1	CPU-SIMAB60	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-N/A				6	6	2018		
MOUSE-443299				6	9	2018		
TECLADO-760846				6	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-300SN09189	CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2	CPU-300SN09189	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900172L				6	6	2018		
TECLADO-04408521NF				6	9	2018		
MOUSE-N/A				6	12	2018		
CPU-CNX8502FLZ	VACUNACION	CPU-CNX8502FLZ	TRIMESTRAL	6	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900167D				6	6	2018		
TECLADO-BF61421254				6	9	2018		
MOUSE-N/A				6	12	2018		
CPU-SMJ00S6R3	ENFERMERA	CPU-SMJ00S6R3	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V4C2822				7	6	2018		
TECLADO-0018534				7	9	2018		
MOUSE-HS411HD0VZR				7	12	2018		


DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

Descripción del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha DD MM AA	Responsable (s)	Actividades
TECLADO- 04408557NF				5 9 2018		
MOUSE- X61352708580				5 12 2018		
TECLADO DE 40- 905524541274	TELEVISOR	TV LCD DE 40- 905524541274	TRIMESTRAL	6 3 2018 6 6 2018 6 9 2018 6 12 2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
CPU- 1S3157C2SMJLLWDE	FARMACIA	CPU- 1S3157C2SMJLLWDE	TRIMESTRAL	6 3 2018 6 6 2018 6 9 2018 6 12 2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-VIPM691 MOUSE- 123913607117	FARMACIA 2	CPU-CNX72405RD	TRIMESTRAL	6 3 2018 6 6 2018 6 9 2018 6 12 2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
CPU-CNX72405RD PANTALLA- S9Z111700798	FARMACIA 2	CPU-CNX72405RD	TRIMESTRAL	6 3 2018 6 6 2018 6 9 2018 6 12 2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
MOUSE- PL0719026718 TECLADO- WE1491025123	FARMACIA 2	CPU-CNX72405RD	TRIMESTRAL	6 3 2018 6 6 2018 6 9 2018 6 12 2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor

Descripción del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
CPU-300SN09460	ENFERMERA JEFE	CPU-300SN09460	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo lubricación de ventilador y aplicación de silicona disipadora de calor
PANTALLA-V8B3H9NZ900176Z				7	6	2018		
TECLADO-04409788NF				7	9	2018		
MOUSE-N/A				7	12	2018		
TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TELEVISOR	TELEVISOR DE 40" CON CONTROL REMOTO	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa del equipo
				7	6	2018		
				7	9	2018		
				7	12	2018		
USI-MAGADALENA.	TELEFONO	USI-MONQUIRA.	TRIMESTRAL	7	3	2018	AREA DE SISTEMAS	Limpieza interna y externa
				7	6	2018		
				7	9	2018		
				7	12	2018		



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO